

1105523 - Elmasonic Med 60 - excl. panier - 1 pc



Déscription

Les machines Elmasonic Med sont utilisées pour le pré-nettoyage des instruments, des prothèses et des implants dans les centres médicaux et dentaires, les hôpitaux, les laboratoires dentaires, les centres de podologie, les studios de tatouage et de piercing. La combinaison d'une fréquence ultrasonique de 37 kHz et de 5 modes ultrasoniques permet d'éliminer même les contaminations les plus tenaces.

Spécifications

Marque	Elma Sonic
Volume de la gobelet	4300 ml
Dimension extérieure (L X H x P)	370 x 275 x 210 mm
Dimensions intérieures	275 x 145 x 125 mm
sku	1105523
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce