

## 1558534 - Seca 232N toise mécanique pour pèse-bébés seca 336 i et seca 336 - 1 pc



### Déscription

Aussi facile à monter qu'à utiliser : avec cette toise pour bébés munie d'un appuie-tête et appuie-pieds intégrés, les modèles seca 336 i, seca 333 i et seca 336 gagnent en efficacité et permettent de peser et mesurer les bébés en une seule opération.

- Les mesures sont faciles à lire grâce au marquage couleur optimisé
- Appuie-tête et appuie-pieds intégrés
- Règle en aluminium pour une longévité accrue
- Toise résistante aux rayures, avec sérigraphie de haute qualité

## Spécifications

<b>Marque</b>	Seca
<b>Télescopique</b>	Non
<b>Démontable</b>	Oui
<b>Connectable aux balances</b>	Oui
<b>sku</b>	1558534
<b>Graduation toise</b>	1 mm
<b>Modèle toise</b>	Toise bébé
<b>Plage de mesure</b>	35 - 80 cm
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
<b>Type d'emballage</b>	Pièce