

1558534 - Seca 232N toise mécanique pour pèse-bébés seca 336 i et seca 336 - 1 pc



Déscription

Aussi facile à monter qu'à utiliser : avec cette toise pour bébés munie d'un appuie-tête et appuie-pieds intégrés, les modèles seca 336 i, seca 333 i et seca 336 gagnent en efficacité et permettent de peser et mesurer les bébés en une seule opération.

- Les mesures sont faciles à lire grâce au marquage couleur optimisé
- Appuie-tête et appuie-pieds intégrés
- Règle en aluminium pour une longévité accrue
- Toise résistante aux rayures, avec sérigraphie de haute qualité

Spécifications

Marque	Seca
Télescopique	Non
Démontable	Oui
Connectable aux balances	Oui
sku	1558534
Graduation toise	1 mm
Modèle toise	Toise bébé
Plage de mesure	35 - 80 cm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce