

## 1543644 - Gobelet - couvercle 12 mm - vert - 250 ml - 1 pc



### Déscription

Ce gobelet est lavable au lave-vaisselle jusqu'à 65 °C et autoclavable jusqu'à 130 °C.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Dr. Junghans
<b>Composition</b>	Polypropylène
<b>Couverture</b>	Oui
<b>Anse</b>	Oui
<b>Indication d'échelle</b>	Non
<b>Coupe isolante</b>	Non
<b>sku</b>	1543644
<b>Contenu</b>	250 ml
<b>Couleur</b>	Vert
<b>Type d'emballage</b>	Pièce