

1352146 - OP-G7+N Fauteuil d'examen gynécologique goeppel (sans couvin repose-jambes) - Bleu foncé



Déscription

Le fauteuil d'examen OP-G7+ est conçu pour répondre à tous les besoins du spécialiste. Cette polyvalence est due à sa grande capacité de mouvement grâce à ses quatre moteurs indépendants et à son système modulaire d'accessoires, permettant au professionnel de santé de les combiner en fonction des besoins spécifiques du cabinet.

Fabriqué avec des matériaux de la plus haute qualité, en tenant compte des besoins ergonomiques et en utilisant un système de rembourrage confortable et hygiénique. Ainsi, OPTOMIC garantit la meilleure expérience pour le médecin et le patient.

Attention: la couleur de la chaise telle qu'elle apparaît sur l'image n'est pas contractuelle et peut varier de la réalité.

Caractéristiques

- Hauteur minimale de 48 cm : conçue pour faciliter au maximum l'accès des patients.
- Mouvement de soutien des jambes pour les soins aux patients
- Capacité de levage jusqu'à 310 kg
- Appui-jambes motorisé et pliable
- Facilite le mouvement pelvien
- Hauteur réglable
- Commande par interrupteur à main ou à pied
- Accoudoirs en option
- Disponible en plusieurs couleurs

Spécifications

Marque	Optomic
Dimensions du produit	L 66 cm, L 175 cm
Roues incluses	Non
Hauteur réglable	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Hauteur	102 cm
Capacité de levage	310 kg
sku	1352146
Accoudoirs	Non
Contrôle de hauteur standard	Commande phériférique
Couleur	Bleu foncé
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce