

## 1571698 - kBox4 Active Platform



### Déscription

C'est le modèle de base et l'outil parfait pour la musculation et la revalidation au meilleur prix. Convient pour le fitness à domicile, les entraîneurs personnels et les cours collectifs.

- Modèle d'entrée de gamme
- Pour un usage individuel à domicile
- Entraînement avec 1-2 Flywheel
- Inertie jusqu'à 0,100 kgm<sup>2</sup>
- Compatible avec kMètre
- Poids : 15 kg

### Spécifications

<b>Marque</b>	Exentric
<b>sku</b>	1571698
<b>Réglementation Européenne</b>	2001/95/EC
<b>Type d'emballage</b>	Pièce