

## 1560403 - Renol coussin demi-lune - coton - diamètre 30 cm x l 130 cm - 1 pc



### Déscription

Cet oreiller en forme de croissant offre un soutien optimal pour le cou et la tête. Il s'adapte constamment aux mouvements pendant le sommeil grâce aux granulés de polystyrène à faible granulométrie qui s'enroulent pour donner une sensation de massage incomparable. En outre, il peut également être utilisé en position assise.

## Spécifications

Marque	Renol
Dimensions du produit	L 130 cm
SKU leverancier	RCM35233
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1560403
Couleur housse	Bleu
Lavable	n/a
Marque du matériel de positionnement	Renol
Matériel	Coton
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Type d'emballage	Pièce