

**1576345 - Presto 405 M avec 5 tiroirs - bleu - 662 x 594 x 1015 mm -
1 pc**



Déscription

Les trolleys Presto sont conçus pour une utilisation quotidienne dans les hôpitaux, ils constituent une solution fiable pour transporter les fournitures médicales de manière sûre et efficace. Grâce à leur conception spacieuse et bien organisée, ces chariots offrent un grand espace de rangement pour les bandages, les aiguilles et autres fournitures médicales. Le chariot est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, ce qui lui permet de résister aux exigences quotidiennes d'un environnement hospitalier chargé. De plus, il est équipé de roues à roulement doux, ce qui permet de le déplacer facilement dans l'hôpital. Outre leur conception pratique, les chariots sont également faciles à nettoyer et à entretenir, ce qui contribue à un niveau élevé d'hygiène dans l'environnement hospitalier. Sa taille compacte permet de le ranger facilement dans les petits espaces lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Capacité de charge maximale par tiroir 45 kg
- Capacité de charge totale maximale du chariot 300 kg

Spécifications

Marque	France Hopital
Dimensions du produit	L 59.4 cm, H 101.5 cm
Profondeur du produit	66.2 cm
Composition	Aluminium
sku	1576345
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce