

1609398 - Elibox - BedBox patient pour objets personnels - sans blister jetable - 1 pc



Déscription

La **Elibox** garantit que les aides personnelles sont toujours à portée de main. La Elibox est une boîte qui permet de ranger en toute sécurité une paire de lunettes, deux appareils auditifs et deux prothèses dentaires.

La boîte se fixe au lit à l'aide d'une **attache en velcro** et accompagne le patient jusqu'à l'entrée du bloc opératoire.

Immédiatement après le réveil de l'anesthésie, le patient retrouve ses aides personnelles à portée de main.

Contenu : espace prévu pour 1 blister jetable Elibox®.

Spécifications

Marque	Wiegand
sku	1609398
Couleur	Bleu
Poids	0,3 kg
Type d'emballage	Pièce