

1571668 - Bellavista™ 1000 ventilator



Déscription

Bellavista™ offre un soutien aux adultes et aux enfants grâce à une turbine puissante, une interface utilisateur hautement configurable et des fonctions de protection des poumons.

Cette nouvelle génération de ventilateurs combine une technologie avancée pour une plus grande simplicité dans la pratique clinique et un soutien pour les défis quotidiens dans différents environnements de soins. Ce nouveau ventilateur assure une ventilation et une protection pulmonaire efficaces destinées à.. :

- Réduire la détresse respiratoire grâce à une synchronisation avancée
- Réduction de la charge de travail des cliniciens grâce aux fonctions de surveillance telles que AnimatedLung et VentSummary.
- Polyvalence avec des modes de ventilation pour prendre en charge les patients adultes et pédiatriques pesant plus de 6 kg.

Performance

- Une technologie avancée avec un matériel rationalisé, compact, puissant et durable.
- Offre des performances robustes avec des débits de pointe allant jusqu'à 260 L/min.
- Une intelligence logicielle cliniquement éprouvée et très réactive.

Flexibilité

- Une conception centrée sur l'utilisateur, aussi personnalisable, navigable et intuitive que l'utilisation d'un smartphone.
- Le matériel compact permet à l'utilisateur de ventiler en déplacement pendant le transport intra-hospitalier grâce à une batterie d'une autonomie de 4 heures et à un chariot de transport facile à contrôler.

Valeur

- Configurable pour répondre aux besoins de toute pratique clinique.
- Maintenance préventive simplifiée pour un faible coût de possession.

Spécifications

Marque	Vyaire
sku	1571668
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Pièce
Type beademing	Ventilation non invasive