

1622360 - Conteneur pour aiguilles Sharpsafe 5 L - avec Dual Protect Pro - 1 pc



Déscription

Le **conteneur à aiguilles Sharpsafe® 5e génération (5L)** est une solution fiable pour **l'élimination sécurisée des objets médicaux tranchants** tels que les aiguilles, lancettes et lames de scalpel. Fabriqué en polypropylène robuste avec une **faible empreinte écologique**.

- **Dimensions** : 205×170×260 mm
- **Couleur** : gris avec couvercle jaune
- **Étiquette** : bilingue (FR/NL)
- **Technologie Dual Protect Pro™** pour une protection optimale contre les blessures par piqûre et coupure
- **Non stérile et à usage unique uniquement**

Un choix compact et sécurisé pour les professionnels de la santé soucieux d'hygiène et de durabilité.

Spécifications

Marque	Sharpsafe
Dimensions du produit	L 170 cm, H 260 cm, L 20.5 cm
sku	1622360
Normes	ISO 23907-1:2019
Contenu	5 l
Forme	Carré
Type d'emballage	Pièce