

1576635 - Aquasonic gel - 250 ml - 1 x 12 pcs



Déscription

Le **Parker Aquasonic® 100 original** est la référence parmi les gels à ultrasons et est recommandé par presque tous les fabricants leaders d'appareils d'échographie. Ce gel de transmission optimisé médicalement a été spécialement développé pour une utilisation lors de **d'examens Doppler et échographiques** et est reconnu pour ses **excellentes propriétés acoustiques**, sa sécurité et le confort du patient.

Le gel assure une **liaison parfaite entre la peau et la sonde à ultrasons**, ce qui se traduit par une qualité d'image cristalline dans toutes les applications médicales. Parker Aquasonic® 100 est un incontournable dans chaque cabinet ou établissement de soins où la fiabilité et l'hygiène sont prioritaires.

Principales caractéristiques et avantages :

1. Acoustiquement correct pour toutes les fréquences

Réduit le risque d'irritation cutanée et garantit une clarté d'image optimale.

2. Hypoallergénique & non irritant

Offre des performances maximales pour tout type d'examen échographique.

3. Hydrosoluble

Sûr pour les peaux sensibles et adapté à une utilisation fréquente.

4. Sans formaldéhyde & parabènes

Facile à essuyer, ne tache pas et ne détériore ni les équipements ni les textiles.

5. Sans spermicide

Entièrement sûr pour tous les groupes de patients.

6. Bactériostatique

Adapté à toutes les applications diagnostiques, y compris les examens de fertilité.

Spécifications

sku	1576635
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Boîte