

1539273 - HEINE tensiomètre manuel gamma xxi lf-s sur statif à roulettes - 2 tuyaux - brassard velcro - 1 pc



Déscription

Le tensiomètre manuel sur statif à roulettes mesure facilement la tension artérielle des patients dans les hôpitaux et les maisons de retraite. L'échelle extra large facilite la lecture par le personnel soignant, les tuyaux ont une longueur de 3 m qui garantit une plus grande distance de travail. La valve de purge d'air précise permet une purge fine et précise de l'air. Le manomètre est précis et sans entretien, sans mercure. Le trépied est réglable en hauteur et fabriqué en polycarbonate. Le tensiomètre ne contient pas de latex.

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINM-000.09.326
sku	1539273
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Im
Type d'emballage	Pièce
Type de tensiomètre	Tensiomètres anéroïdes