

1559844 - Gants d'examen Vinyl clear - non-stérils - poudrés - transparent - M - 10 x 100 pcs



Déscription

Gants Texa® vinyle poudrés non-stériles et AQL 1.5. Les gants conviennent comme protection de base contre les infections croisées pour le patient et l'utilisateur. Particulièrement adapté aux personnes allergiques au latex, un design ergonomique pour un maximum de confort à usage unique.

Spécifications

Marque	Texa
Poudré	Oui
Longueur de la manchette	24 cm
Composition	Vinyle
Conforme à la norme HACCP	Oui
sku	1559844
Couleur	Blanc
Méthode de stérilisation	Non applicable
Niveau de qualité	AQL 1.5
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Stérile	Non
Taille	M
Type d'emballage	Carton