

## 1022925 - 3M™ Littmann® Master Cardiology stéthoscope - bordeaux - 1 pc



### Déscription

Sa membrane double fréquence et la qualité supérieure de ses matériaux vous offrent un excellent niveau de performance dans un pavillon monobloc. Le pavillon monobloc du stéthoscope 3M™ Littmann® Master Cardiology, en acier inoxydable poli à la main, permet l'écoute des sons hautes et basses fréquences grâce à sa double membrane, en faisant varier la pression exercée sur le pavillon.

## Spécifications

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Marque                     | 3M™                          |
| Poids du produit           | 0.185 kg                     |
| Membrane réglable          | Oui                          |
| Longueur du tube           | 69 cm                        |
| sku                        | 1022925                      |
| Application                | Cardiologie                  |
| Construction binaurale     | Double tube                  |
| Couleur                    | Bordeaux                     |
| La technologie du pavillon | Unilatéral                   |
| Matériau de la membrane    | Epoxy fibre de verre         |
| Performances acoustiques   | 7-8                          |
| Réglementation Européenne  | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage           | Pièce                        |
| Type de stéthoscope        | Master Cardiology            |