


1610056 - PROLENE™ fil de suture 3/0 - 24 mm - 45 cm - W538G - 12 pcs



Déscription

La suture PROLENE™ (teintée ou non) est une suture chirurgicale stérile non absorbable composée d'un stéroisomère cristallin isotactique de polypropylène, une polyoléfine linéaire synthétique. La suture colorée est pigmentée en bleu pour améliorer la visibilité.

Avantages

- Monofilament
- Synthétique



Spécifications

Marque	Ethicon
SKU leverancier	W538G
Composition	Polypropylène
Stérile	Oui
Résorbable	Non
Longueur du fil	45 cm
sku	1610056
Epaisseur du fil	3/0
Longueur aiguille	20 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe III
Type d'emballage	Boîte