

1575501 - Chaise d'examen gynécologique gMotio - hauteur variable électrique appui-pieds électriques - éclairage intégré - 1 pc



Déscription

La chaise d'examen gMotio destiné à la gynécologie est conçu pour offrir un traitement efficace et confortable, tant pour le patient que pour le médecin. Réduit l'effort des patients handicapés avec la position de réception jusqu'à 57 cm du sol, en assistant électriquement tous les mouvements du patient. Le fauteuil garantit un examen en douceur grâce au repose-jambes extensible intégré pour une position allongée, 3 positions programmables dont la position de départ, l'examen général et l'inclinaison. La chaise a une hauteur variable de 57 à 118,5 cm (avec inclinaison) et des roues rétractables intégrées pour les petits mouvements. Le rembourrage sans couture est facile à entretenir.

Spécifications

Marque	Promotal
Dimensions du produit	L 66 cm, L 189 cm
Hauteur	57-108 cm
Roues incluses	Oui
Hauteur réglable	Oui
Porte-rouleau de papier inclus	Oui
Capacité de levage	205 kg
sku	1575501
Nombre de parties	2-parties
Réglage de la hauteur	Electrique
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce