

1543985 - Renol sangles chevilles sécurisées - xs - 16-24 cm - paire



Déscription

Utilisez ces sangles pour immobiliser les chevilles du patient. La fixation compresse pas la circulation et procure un grand confort. 2 niveaux de sécurité : un système velcro et un système avec serrure. Option nécessaire: 4 serrures + 1 clé

Spécifications

Marque	Renol
SKU leverancier	RFA17210
Normes	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543985
Catégorie de fixation	Ceintures
Fermeture	Serrures
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	XS
Type d'emballage	Pièce
Type de fixation	Fixation cheville
Usage de la fixation	Au lit/brancard