

1576628 - Linido poignée de baignoire pivotante - 1 pc



Déscription

La poignée de baignoire pivotante de la gamme Basic est la solution parfaite lorsque entrer et sortir de la baignoire (ou aider) n'est plus aussi facile qu'avant. La poignée pivotante de la baignoire offre à l'utilisateur une bonne prise en main, ferme et ergonomique. Pour un soutien parfait, la poignée de la baignoire peut être tournée dans la position souhaitée, où elle se verrouille ensuite automatiquement.

La poignée de baignoire pivotante est facile à placer dans la position souhaitée à l'avant d'une baignoire existante, sans endommager la baignoire et sans modification permanente. Une pince réglable, dotée d'une surface anti-rayures et antidérapante, maintient en place la poignée pivotante de la baignoire. La poignée de baignoire pivotante est ainsi très facile à déplacer ou à retirer lorsque vous le souhaitez.

- Facile à mettre en place et à retirer, sans dommages ni ajustements permanents.
- Offre un angle optimal et donc une prise en main pour chaque utilisateur grâce à une rotation à 360 degrés.
- Manche en forme de coulisse avec deux poignées
- Légèreté grâce à la matière plastique synthétique
- Facile à nettoyer en l'essuyant régulièrement avec un détergent ménager normal

Spécifications

Marque	Linido
SKU leverancier	L110879
sku	1576628
Catégorie appuis pour toilette	Appuis pour toilette rabattables
Couleur	Blanc
Matériel	Matière plastique
Type d'emballage	Pièce