

## 1543555 - Oxymètre PO80 - USB - 1 pc



### Déscription

Le compteur de saturation en oxygène vous aide à mesurer régulièrement votre saturation artérielle en oxygène et votre fréquence cardiaque. Il peut être utilisé pour les sports de haute altitude. Les valeurs mesurées peuvent être facilement transférées sur le PC via le câble USB. Précision validée cliniquement pour un usage domestique. Les maladies respiratoires telles que l'asthme, la MPOC, le COVID-19, le COVID pulmonaire et d'autres maladies pulmonaires entraînent une baisse de la saturation en oxygène. Convient aux personnes souffrant d'insuffisance cardiaque, de maladie pulmonaire obstructive chronique, d'asthme bronchique, peut également être utilisé lors de sports de haute altitude. La fréquence cardiaque est affichée graphiquement et s'éteint automatiquement après une longue période d'inactivité.

- Mesure de Spo2 comme signe vital possible dans les maladies aiguës et fréquence cardiaque (poignet)
- Les valeurs limites de la fonction d'alarme peuvent être définies individuellement
- Enregistrement jusqu'à 24h
- Comprend une sangle de transport, un sac banane, un câble USB, un chargeur USB et un logiciel

## Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 3.2 cm, H 3 cm, L 5.7 cm
Poids du produit	0.042 kg
Mémoire	Non
Code CNK	CNK 3056-314
Bluetooth	Non
Avec câble	Oui
Type de batterie	Batterie rechargeable
Taxe Bemat	0.05 EUR
Écran couleur LED	Oui
Avec bande de rythme	Oui
Nombre de batteries	1
Fonction d'arrêt automatique	Oui
sku	1543555
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIb
Type d'emballage	Pièce