

1101300 - Mepitac® pansement de fixation - 2 cm x 3 m - 1 pc



Déscription

Mepitac® est un pansement de fixation douce et conçu pour sécuriser les dispositifs médicaux tels que les drains, les tubes, les sondes, les électrodes, les canules IV et les pansements. Mepitac® protège la peau sensible lorsqu'il est utilisé sous des instruments tels que des tubes.

Mepitac® peut être réappliqué sans perte des propriétés adhésives. Grâce à la technologie Safetac®, Mepitac® réduit la douleur du patient lors du retrait.

Avantages

- Moins de douleur lors du changement de pansement
- épouse bien les contours du corps
- Résistant à la douche
- Respirant
- Ne laisse pratiquement aucun résidu sur la peau après son retrait.

Mode d'emploi: Veiller à ce que la peau soit propre et sèche, sans pommade, etc. Couper la longueur de ruban souhaitée à l'aide de ciseaux. Retirer la feuille de couverture. Appliquer Mepitac sans l'étirer. En cas d'inspection ou de repositionnement, Mepitac peut être soulevé et réappliqué si nécessaire.

Spécifications

Marque	Mölnlycke
Composition	Silicone
sku	1101300
Stérile	Non
Couleur	Brun
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	2 cm x 3 m
Type d'emballage	Pièce