

1607305 - AxillaPads, coussinets absorbants la transpiration - 1 pc



Déscription

Les **AxillaPads** sont spécialement conçus pour améliorer le confort de port des produits de soutien thoracique et prolonger leur durée de vie. Ces coussinets doux en coton respirant absorbent efficacement la transpiration sous les aisselles et réduisent les irritations cutanées – idéaux lors du port de produits tels que le **QualiBreath**, le **QualiBra Advanced**, le **QualiBra** ou le **Thor**.

Caractéristiques principales :

- **Coton doux** – Confortable et respectueux de la peau, même pour les zones postopératoires sensibles.
- **Absorption de la transpiration** – Empêche la transpiration excessive des aisselles et maintient le soutien frais.
- **Fixation facile** – S'attache rapidement et solidement aux produits compatibles grâce au velcro.
- **Usage hygiénique** – Améliore l'hygiène et prolonge la durée de vie du produit principal.
- **Disponible aussi en version enfant** – Taille spécialement adaptée aux applications pédiatriques.

Applications :

Convient aux médecins généralistes, hôpitaux, centres de rééducation, kinésithérapeutes et prestataires de soins à domicile souhaitant optimiser le confort et la récupération des patients après des opérations thoraciques ou cardiaques.

AxillaPads – Les petits détails qui font une grande différence dans les soins postopératoires.

Spécifications

Marque	Qualiteam
sku	1607305
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Type d'emballage	Pièce