


1543212 - Sonde d'aspiration CH08 - 50 cm - 1 distale + 1 latérale - bleu légère - stérile - 1 x 100 pcs



Déscription

Sonde d'aspiration à ouverture centrale et 2 yeux, une pointe arrondie à usage unique. La sonde offre une bonne qualité standard avec connexion en entonnoir selon le code couleur international.

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Dahlhausen |
| Dimensions du produit | L 50 cm |
| Composition | PVC |
| Stérile | Oui |
| sku | 1543212 |
| Couleur | bleu légère |
| Diamètre sonde | Ch 08 |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Boîte |