

## 1543169 - Cliniflex matelas - mousse HR 37 kg/m<sup>3</sup> - 198 x 88 x 14 cm - 1 pc



### Déscription

Le matelas Cliniflex est conçu pour s'adapter à tous les styles de lits médicalisés pour une position allongée en toute sécurité et confort. Sa découpe innovante permet de limiter les effets de friction et de cisaillement et d'absorber la cinématique des lits médicalisés. Ce matelas est composé de la 1ère mousse polyuréthane avec traitement Am proces, permet de combattre les risques d'infections nosocomiales sur les matelas médicaux hospitaliers. Le matelas peut être retourné.

### Spécifications

<b>Composition</b>	Mousse polyuréthane 37 kg/m <sup>3</sup> , housse Cartex: 65% polyuréthane, 35% polyester, CRIB 5
<b>Normes</b>	EN 597-1 & EN 597-2
<b>sku</b>	1543169
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce