

## 1574997 - Linido assise douche - hauteur réglable 41,5-48,5 cm - rectangulaire - blanc - 1 pc



### Déscription

Le tabouret de douche Linido peut être utilisé pour s'asseoir dans la douche, ainsi qu'au lavabo. Ceci est agréable pour les utilisateurs ayant une endurance réduite ou un mauvais équilibre. Le tabouret de douche est extrêmement stable grâce à ses pieds évasés plus larges. Le tabouret de douche est livré en standard sans dossier, mais peut être complété par un dossier.

Le tabouret est équipé d'un siège durable en polyuréthane. Ce siège souple est agréable au toucher et prend la température du corps assez rapidement. Par les ouvertures du siège, l'eau s'écoule rapidement du siège. La hauteur du siège peut être facilement réglée pour chaque utilisateur, sans outils. Il est possible de passer en 8 étapes d'une hauteur d'assise de 41,5 cm à une hauteur d'assise de 58,5 cm.

Les deux accoudoirs continus et fixes offrent un soutien en position assise et surtout en se levant et en s'asseyant. Les accoudoirs reposent confortablement dans la main pour soulever ou déplacer le tabouret.

Le design est complètement symétrique. Cela permet d'utiliser le tabouret des deux côtés : avec les pieds vers le lavabo, mais aussi dans l'autre sens, avec le dos vers le lavabo et les pieds, par exemple, dans la douche. L'avantage est que le tabouret de douche doit être déplacé moins souvent.

Il s'agit d'un tabouret léger en aluminium. Les pieds sont dotés de capuchons antidérapants avec des trous de drainage, garantissant la stabilité du tabouret.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Linido
<b>SKU leverancier</b>	200600112
<b>Hauteur réglable</b>	Oui
<b>Composition</b>	Aluminium revêtu
<b>sku</b>	1574997
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Forme</b>	Rectangulaire
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce