

1605705 - Insyte Autoguard IV BC Pro cathéter avec ailles - 22G x 1" - bleu - 50 pcs



Spécifications

Marque	BD
Composition	Sans DEPH ou PVC
sku	1605705
Sans latex	Oui
Normes	ENO ISO 13485
Débit	37 milliliter per minute
Stérile	Oui
Couleur	Bleu
Dimensions	22G x 1"
Dimensions en mm	0,9 x 25 mm
Etat des documents	Expiré
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte