


1543493 - HM 16 thermo- hygromètre - 1 pc



Déscription

L'hygromètre HM 16 vous indique avec précision la température et l'humidité. Le thermomètre peut se tenir debout ou être monté sur un mur, peut être réglé à la fois sur Celsius et Fahrenheit.

Spécifications

Marque	Beurer
Dimensions du produit	L 8.1 cm, H 9.9 cm
Taxe Bemat	0.05 EUR
Profondeur du produit	1.1 cm
Digital	Oui
sku	1543493
Réglementation Européenne	2014/30/EU
Type d'emballage	Pièce