

**1559517 - Gobelet Deluxe nosey cup - 2 anses - transparent - 250 ml
- 1 pc**



Déscription

Ce gobelet Nosey est doté d'une découpe à profil bas qui réduit les mouvements de la tête et du cou, ce qui facilite la déglutition et réduit le risque de renversement. 2 poignées ouvertes, légèrement inclinées pour une prise en main naturelle. va au lave-vaisselle jusqu'à 80°C et convient également au micro-ondes.

Spécifications

Couverture	Non
Anse	Non
Conforme à la norme HACCP	Oui
Coupe isolante	Non
Indication d'échelle	Non
Composition	Polycarbonate
sku	1559517
Compatible lave-vaisselle	80°
Contenu	250 ml
Couleur	Transparent
Type d'emballage	Pièce