

1625189 - HEINE EasyClean LED SLIM – manche de laryngoscope à piles – 1 pc



Déscription

Le **Poignée de laryngoscope HEINE EasyClean LED SHORT** établit une nouvelle norme en matière d'hygiène, de sécurité et de performance. Grâce à son design innovant, la poignée est **100 % étanche** et peut être immergée sans problème pour une **désinfection de haut niveau** ou utilisée lors de **processus de stérilisation à basse température** tels que **STERRAD® et STERIS®** – sans avoir besoin de retirer les piles ou l'unité LED.

Caractéristiques principales

Hygiène & Sécurité

- **100 % étanche** ? adapté à la désinfection par immersion et à la stérilisation à basse température
- **Technologie LED autoclavable** : l'unité lumineuse ne doit pas être retirée, seules les piles lors de l'autoclavage
- **Reprocessing simple et sécurisé** pour une hygiène maximale
- **Design antidérapant "Wave"** ? améliore la prise en main et la fiabilité lors de la désinfection intermédiaire par essuyage

LED en qualité HEINE (LEDHQ)

- **Luminosité maximale** : jusqu'à **3 fois plus lumineuse** que la lumière halogène conventionnelle
- **Rendu des couleurs optimal** grâce à un indice de rendu des couleurs (IRC) élevé
- **Gestion thermique** ? intensité lumineuse stable sans surchauffe
- **Durée de vie quasi illimitée** de la LED

Utilisation & Compatibilité

- Durée d'utilisation typique : **10 heures d'utilisation continue**
- **Compatible avec toutes les lames de laryngoscope** selon la **norme ISO 7376 (Standard vert)**

Spécifications

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINF-008.22.821
Compatible avec	Classic+ Mac 0, XP Mac 1, Classic+ Miller 00
sku	1625189
Rechargeable	Non rechargeable
Type d'emballage	Pièce