

1006549 - Versatus™ I.V. cathéter - 22G x 25 mm - bleu - 1 x 50 pcs



Déscription

Le cathéter I.V. Versatus™ ont une aiguille interne et se composent de 3 parties principales. Le cathéter se ramollit à la température du corps, ce qui augmente le confort du patient.

Spécifications

Marque	Terumo
SKU leverancier	SR*OF2225
Composition	<ul style="list-style-type: none">• Cathéter: polyuréthane + BaSO4• Embase de cathéter: polypropylène + masterbatch• Goupille de calage: acier inoxydable• Canule (aiguille interne): acier inoxydable• Raccord de l'aiguille: polycarbonate• Filtre: polyester - PVC chloré• Capuchon de protection: polypropylène + master batch• Protection: polypropylène
Stérile	Oui
Sans latex	Oui
Débit	38 milliliter per minute
Diamètre interne cathéter	0.6 mm
Diamètre externe cathéter	0.85 mm
sku	1006549
Mécanisme de sécurité	Non
Aiguille de sécurité	Non
Couleur	Bleu
Dimensions	22G x 25 mm
Dimensions en mm	0,9 x 25 mm
Méthode de sterilisation	Oxide éthylène
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte