

1610831 - Aiguille de micro-injection - Mésothérapie 33G - 0,26 x 13 mm - 100 pcs



Déscription

Aiguille de mésothérapie KIPIC – Précision & Confort

L'aiguille de mésothérapie KIPIC est parfaite pour des injections esthétiques et médicales précises. Grâce à sa pointe fine et sa surface lisse, l'aiguille glisse en douceur dans la peau, avec un minimum d'inconfort.

- ? Convient pour seringues à verrouillage Luer-lock
- ? Usage unique
- ? Disponible en différentes tailles et couleurs
- ? Emballée individuellement stérile – 100 pièces par boîte

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Marque | Kipic |
| sku | 1610831 |
| Stérile | Oui |
| Longueur de l'aiguille | 13 mm |
| Dimensions en mm | 0,26 x 13 mm |
| Réglementation Européenne | MDD - 93/42/EEC - Classe IIa |
| Type d'emballage | Boîte |