

1610831 - Aiguille de micro-injection - Mésothérapie 33G - 0,26 x 13 mm - 100 pcs



Déscription

Aiguille de mésothérapie KIPIC – Précision & Confort

L'aiguille de mésothérapie KIPIC est parfaite pour des injections esthétiques et médicales précises. Grâce à sa pointe fine et sa surface lisse, l'aiguille glisse en douceur dans la peau, avec un minimum d'inconfort.

- ? Convient pour seringues à verrouillage Luer-lock
- ? Usage unique
- ? Disponible en différentes tailles et couleurs
- ? Emballée individuellement stérile – 100 pièces par boîte

Spécifications

Marque	Kipic
sku	1610831
Stérile	Oui
Longueur de l'aiguille	13 mm
Dimensions en mm	0,26 x 13 mm
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Type d'emballage	Boîte