

## 1543628 - Urinal homme - avec couvercle - gradué - 1000 ml - 1 pc



### Déscription

Cet urinoir est un outil utile pour les hommes. Après utilisation, l'urinoir peut être fermé avec un couvercle. La capacité maximale est de 1 litre avec indication de la taille.

### Spécifications

<b>Autoclavable</b>	Non
<b>Composition</b>	Polyéthylène
<b>sku</b>	1543628
<b>Code CNK</b>	1680-313
<b>Contenu</b>	1000 ml
<b>Couleur</b>	Opaque
<b>Lavable</b>	60 °C
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe I
<b>Sex</b>	Hommes
<b>Type d'emballage</b>	Pièce