

1543628 - Urinal homme - avec couvercle - gradué - 1000 ml - 1 pc



Déscription

Cet urinoir est un outil utile pour les hommes. Après utilisation, l'urinoir peut être fermé avec un couvercle. La capacité maximale est de 1 litre avec indication de la taille.

Spécifications

Autoclavable	Non
Composition	Polyéthylène
sku	1543628
Code CNK	1680-313
Contenu	1000 ml
Couleur	Opaque
Lavable	60 °C
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe I
Sex	Hommes
Type d'emballage	Pièce