

## 1610957 - Molift Assist Belt Transfer Pro - S/M



### Déscription

Le Molift Assist Belt Transfer Pro soutient le travail du soignant lors de l'aide à l'utilisateur pour se mettre en position debout.

L'Assist Belt soutient le travail du soignant en aidant le client à se tenir debout. La ceinture peut être utilisée par un ou deux soignants. La ceinture est placée sur les hanches ou autour de la taille lors du transfert vers/depus les toilettes. La ceinture de sécurité peut être lavée en machine jusqu'à 80° et peut également être mise au sèche-linge jusqu'à 80°.

### Spécifications

<b>Marque</b>	Molift
<b>sku</b>	1610957
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce