

## 1551175 - Essential - portes - 830 x 650 x 1100 mm - 1 pc



### Déscription

Large plan de travail en plastique ABS moulé par injection, de couleur turquoise. Côté et arrière composés de panneaux multicouches en aluminium-polyéthylène-aluminium (AL-PE-AL). Barres de poussée innovantes sur trois côtés - coins arrondis et avec bord. 1 étagère intérieure, en acier laqué - réglable en hauteur tous les 80 mm, dim. 615x490 mm. Base innovante en plastique ABS injecté, de couleur turquoise, avec pare-chocs périphérique. 4 roulettes Ø 125 mm, antidérapantes et avec roulements à billes - 2 avec freins.

### Spécifications

<b>Marque</b>	France Hopital
<b>Dimensions du produit</b>	L 83 cm, H 110 cm
<b>Profondeur du produit</b>	650 mm
<b>sku</b>	1551175
<b>Compartment chariot simple</b>	Avec 2 portes et 1 étagère
<b>Réglementation Européenne</b>	MDR - 2017/745/EU - Classe I
<b>Type d'emballage</b>	Pièce