

## 1572202 - HEINE XP Lames de laryngoscope jetables - Mac 2 - 114 mm x 10 mm - 25 pcs



## **Déscription**

La lame de laryngoscope HEINE à usage unique correspond dans sa forme et ses dimensions à la lame HEINE Classic+, qui est aujourd'hui la lame à fibres optiques intégrées la plus utilisée au monde. La lame à usage unique XP évite surtout l'infection transmise d'un patient à l'autre. Forme de la lame optimisée pour faciliter le passage du tube. Convivialité pour le patient et réduction du risque de blessure ou d'endommagement des dents. Rigidité extrême en torsion, pratiquement incassable. Les lames ne " gèlent " pas et ne collent pas à la langue à basse température. Compatible avec toutes les poignées conformes à la norme ISO 7376 (norme verte).

- Illumination forte
- Résistantes à la torsion
- Hygiéniques et sûres



## **Spécifications**

Marque	Heine
SKU leverancier	HEINF-000.22.762
	Non
sku	1572202
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	114 mm x 10 mm
Type d'emballage	Pièce
Type de lame	Mac