

1561400 - ENDOMED 182



Déscription

L'Endomed 182 est un électrostimulateur à 2 canaux alimenté sur secteur pour la gestion de la douleur. Il offre les formes d'onde de courant interférentiel (CIF) bipolaire ou quadripolaire/ tétrapolaire ainsi que des formes d'onde de courant pulsé biphasé asymétrique (TENS).

L'Endomed 182 est la nouvelle dimension des modalités de la physiothérapie. Sa conception et son logiciel intelligent facilitent son utilisation.

L'appareil permet aux thérapeutes de réaliser des traitements polyvalents adaptés à chaque pathologie.

Caractéristiques

- 2 canaux indépendants
- Les réglages pour le courant interférentiel bipolaire (deux pôles) et la TENS peuvent être répartis de manière égale sur deux canaux (quatre électrodes), alors que l'intensité de chaque canal peut être réglée individuellement.
- Écran tactile et interface graphique couleur
- Facile à utiliser et offre une navigation agréable grâce aux boutons d'accès rapide et aux boutons intelligents qui vous guident à travers les fonctions cliniquement correctes de l'appareil et tout au long de chaque thérapie
- Tous les paramètres de traitement peuvent être enregistrés comme favoris
- Bibliothèque de 16 protocoles cliniques prédéfinis
- Courant interférentiel avec champ vectoriel isoplanaire

Spécifications

Marque	Enraf-Nonius
sku	1561400
Etat des documents	Expiré
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe IIa
Statut d'approbation	A approuver
Type d'emballage	Pièce