

1601366 - Lampe d'examen CARLA - bras flexible 100 cm - 1 pc



Déscription

CARLA est une lampe d'examen professionnel et médical au design moderne et lumineux, idéale pour la médecine générale et pour toutes les spécialités. La tête de lampe en forme de goutte garantit une occupation minimale de l'espace et une utilisation polyvalente. CARLA est équipée d'un support mural ou de table flexible et silencieux, pour une manipulation exceptionnelle et un positionnement précis. Pour un aperçu clair de l'intensité lumineuse, nous vous invitons à consulter le schéma ci-joint (voir image).

Spécifications

| | |
|--|------------------------------|
| Marque | lid |
| Commande Touchless | Non |
| Intensité lumineuse | 360 lumen |
| Longueur du bras | 100 cm |
| sku | 1601366 |
| Catégorie de lampe de recherche | Lampe d'examination |
| Lampe d'examination modèle | Modèle de table |
| Réglementation Européenne | MDR - 2017/745/EU - Classe I |
| Type d'emballage | Pièce |