

1544783 - Sangle - lève-personne actif - avec boucles - XL - 1 pc



Déscription

Modèle corset bretelle avec passants, une partie arrière de maintien et anti-glisse. La partie antidérapante aide à empêcher l'utilisateur de glisser, adaptée à une utilisation sur les patients pour maintenir la mobilité ou pendant les périodes de rééducation. Le dos a une fermeture velcro et 2 jeux de boucles clunk-click pour verrouiller le patient. A des rouleaux rembourrés sous les bras qui offrent un confort et un soutien supplémentaires. Peut être lavé à 85° maximum, il peut être séché au sèche-linge jusqu'à 50° maximum.

Dimensions longueur x largeur:

Small 88 x 33 cm
Medium 88 x 33 cm
Large 90 x 36 cm
Extralarge 90 x 36 cm

Spécifications

Marque	Silvalea
Composition	100% polyéstre
Sans latex	Oui
Normes	ISO 13485:2016; ISO 14971:2019; EN 15223-1:2016
Appui-tête	Non
sku	1544783
Fixation sangles	Boucles
Poids maximal de l'adulte	220 kg
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	XL
Type d'emballage	Pièce
Type de sangles	Sangle corset