

1104039 - Leukotape® classic - 3.75 cm x 10 m - non-stérile - 1 pc



Déscription

Leukotape® classic est un ruban à haute résistance à l'adhésion et à la traction, avec une masse adhésive qui assure une excellente adhésion. Tant sur la peau que sur toute sous-couche. La rigidité du matériau procure un effet stabilisateur, tant sur le plan mécanique que sur le plan perceptif. La surface extérieure du matériau est hydrofuge et se déchire facilement dans le sens de la longueur ou de la largeur. Utilisé comme bandage fonctionnel d'immobilisation après des entorses, des contusions et des luxations, mais aussi comme ruban sportif pour le bandage préventif des articulations, des ligaments et des muscles ou pour renforcer un bandage de compression.

Spécifications

Marque	BSN
Stérile	Non
Composition	100% coton, adhésif en caoutchouc d'oxyde de zinc, contient du latex
sku	1104039
Auto-adhésif	Oui
Produits similaires	Non
Couleur	Blanc
Réglementation Européenne	MDR - 2017/745/EU - Classe I
Taille	3,75 cm x 10 m
Type d'emballage	Pièce