

1559483 - Schiller medilog®AR - cable 5 brins



Déscription

Détection de la fibrillation auriculaire/du flutter auriculaire en zéro seconde grâce à l'analyse de l'onde P, utilisation simple, rapide et hygiénique, flexibilité du concept de double batterie pour une durée d'enregistrement de plus de 14 jours. C'est la raison d'être du Holter medilog®AR de SCHILLER.

Le Holter medilog®AR de SCHILLER est robuste, résistant aux chocs, étanche et facile à nettoyer. Grâce au concept de double batterie, les patients peuvent être suivis pendant plus de 14 jours sans avoir à se rendre chez le médecin pour changer la batterie. La détection de la fibrillation/flutter auriculaire en zéro seconde, basée sur l'analyse des ondes P, est l'un des points forts de cette solution Holter.

Caractéristiques

- 32.000 Hz sur 3 canaux Vitesse ECG
- Enregistrement de la respiration pendant le sommeil
- Capteur SPO2 via Bluetooth
- L'analyse est réalisée avec le Medilog DARWIN2
- Batterie interne rechargeable via USB

Spécifications

| | |
|----------------------------------|------------|
| Marque | Schiller |
| sku | 1559483 |
| Réglementation Européenne | 2014/53/EU |
| Type d'emballage | Pièce |