

## 1600265 - Linido appui mural droit - ergogrip 100 cm - anthracite - 1 pc



### Déscription

Le support mural Ergogrip est une poignée fiable qui peut supporter une charge élevée allant jusqu'à 150 kg. Grâce au diamètre ergonomique du tube, les petites et grandes mains s'adaptent parfaitement au support.

Pendant l'utilisation, la main semble souvent glisser vers le coin du support. Pour pouvoir tenir confortablement la poignée ici aussi, notre poignée murale a un angle de courbure de 60°. Cette flexion favorise une position naturelle de la main et du poignet, évitant une charge incorrecte et d'éventuelles douleurs.

L'espace libre de 75 mm entre le tube et la paroi offre une liberté de mouvement suffisante pour la main, de sorte que l'attelle peut être facilement saisie sans que les doigts ne se pincient ou ne s'écorchent.

## Spécifications

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Marque                    | Linido                |
| SKU leverancier           | LI2611.1001-11        |
| sku                       | 1600265               |
| Catégorie supports muraux | Appuis mureaux droits |
| Matériel                  | Acier époxyé          |
| Taille                    | 100 cm                |
| Type d'emballage          | Pièce                 |