

1572433 - Schiller Defigard HD-7 défibrillateur moniteur - palettes de défibrillation



Déscription

Le DEFIGARD HD-7 concentre la longue expérience éprouvée de SCHILLER en matière de défibrillation, d'ECG et de connectivité. Disponible avec des électrodes ou des palettes de défibrillation, le DEFIGARD HD-7 assistera tous les professionnels de santé.

Le DEFIGARD HD-7 est conçu de manière intuitive, avec un grand écran tactile 7" et un sélecteur de mode en une étape. L'interface Touch'n' Save permet d'accéder directement à la fonction souhaitée, sans perte de temps. Le dispositif transfère automatiquement les résultats de l'autotest et facilite la gestion commune de l'appareil grâce à ses mises à jour à distance du logiciel et des configurations.

Cette version est livrée avec des palettes de défibrillation et non avec des électrodes (Art.1572438).

Caractéristiques :

- 4 modes: monitoring, défibrillation manuelle, DAE et stimulation
- Un seul connecteur pour les électrodes (pads ou cuillères) et les palettes
- Mode de défibrillation interne (en option) pour les interventions chirurgicales à cœur ouvert
- Aide au massage cardiaque
- Transmission des données par USB et Wi-Fi
- Configuration et mises à jour logicielles à distance
- Transmission automatique des résultats d'auto-tests
- Grand écran tactile 7"
- ECG 6 dérivations: Technologie SCHILLER
- Pression artérielle non invasive: Technologie SCHILLER
- SpO2: Technologie MASIMO ou Nellcor
- EtCO2: Technologie MASIMO (par aspiration)
- Imprimante 3 pistes intégrée

- Chariot disponible (en option)

Spécifications

Marque	Schiller
sku	1572433
Type d'emballage	Pièce