

## 1572433 - Schiller Defigard HD-7 défibrillateur moniteur - palettes de défibrillation



### Déscription

Le DEFIGARD HD-7 concentre la longue expérience éprouvée de SCHILLER en matière de défibrillation, d'ECG et de connectivité. Disponible avec des électrodes ou des palettes de défibrillation, le DEFIGARD HD-7 assistera tous les professionnels de santé.

Le DEFIGARD HD-7 est conçu de manière intuitive, avec un grand écran tactile 7" et un sélecteur de mode en une étape. L'interface Touch'n' Save permet d'accéder directement à la fonction souhaitée, sans perte de temps. Le dispositif transfère automatiquement les résultats de l'autotest et facilite la gestion commune de l'appareil grâce à ses mises à jour à distance du logiciel et des configurations.

### Caractéristiques :

- 4 modes: monitoring, défibrillation manuelle, DAE et stimulation
- Un seul connecteur pour les électrodes (pads ou cuillères) et les palettes
- Mode de défibrillation interne (en option) pour les interventions chirurgicales à cœur ouvert
- Aide au massage cardiaque
- Transmission des données par USB et Wi-Fi
- Configuration et mises à jour logicielles à distance
- Transmission automatique des résultats d'auto-tests
- Grand écran tactile 7"
- ECG 6 dérivations: Technologie SCHILLER
- Pression artérielle non invasive: Technologie SCHILLER
- SpO2: Technologie MASIMO ou Nellcor
- EtCO2: Technologie MASIMO (par aspiration)
- Imprimante 3 pistes intégrée
- Chariot disponible (en option)

## Spécifications

<b>Marque</b>	Schiller
<b>sku</b>	1572433
<b>Commande électrodes</b>	Palettes
<b>Nombre d'unités</b>	1 pc
<b>Type d'emballage</b>	Pièce