

1620236 - VOLTRA I – Corde de Résistance Ultra-Robuste



Déscription

La Corde de Résistance Ultra-Robuste est un accessoire d'entraînement polyvalent, idéal pour les exercices fonctionnels. Grâce à ses matériaux durables, cette corde est parfaite pour intensifier les entraînements dynamiques tels que les sprints, les sauts latéraux et d'autres mouvements explosifs.

Sa construction solide garantit des performances durables, en faisant un choix fiable pour les athlètes souhaitant faire progresser leur niveau d'entraînement.

Caractéristiques techniques:

- **Dimensions de l'emballage:** 200 mm x 300 mm x 90 mm

Idéal pour les sportifs à la recherche de puissance, de vitesse et de stabilité dans leur pratique.

Spécifications

Marque	Voltra
sku	1620236
Type d'emballage	Pièce