

## 1540354 - Coussin en forme S Relax - housse bi-tec - L 170 x L 30 cm - 1 pc



### Déscription

Le coussin en S convient aux personnes qui restent dans une certaine position. Il peut également apporter un soutien supplémentaire à la colonne vertébrale des personnes alitées, soulager les autres membres et assurer une position allongée stable et détendue.

Le coussin a la forme d'un S et peut être utilisé aussi bien pour le dos que pour le ventre et convient à tous les âges. En plus de fournir un soutien, le coussin donne également un sentiment de sécurité et de sûreté. Chez les personnes âgées, le coussin est souvent utilisé pour aider la personne à s'allonger dans une position choisie. Le coussin de positionnement est idéal pour prévenir les escarres lors des changements de position.

Les femmes enceintes peuvent également utiliser ce coussin pour adopter différentes positions assises ou couchées qui leur apportent un soutien adapté. Le ventre, le dos et les cuisses sont soulagés et la colonne vertébrale se redresse. De plus, le coussin est ignifuge.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Fico
<b>Dimensions du produit</b>	L 30 cm, L 170 cm
<b>Composition</b>	Housse: matériel bi-tec: 45% PE/55% PU, 190g/m <sup>2</sup> , remplissage: microbilles de polystyrène 35,9 kg/m <sup>3</sup> , tailles des billes 0,9-1,18 mm
<b>Lavable</b>	40°
<b>Marque du matériel de positionnement</b>	Relax
<b>Type d'emballage</b>	Pièce