

## 1549545 - Balance de cuisine KS36 - 1 pc



### Déscription

La balance de cuisine a une fonction de calibrage avec poids de calibrage et est idéale pour peser des épices, des poudres ou des pigments. Dispose d'une fonction d'étalonnage avec poids d'étalonnage, un affichage invisible n'apparaît que pendant la mesure, la tare. S'éteint automatiquement après une longue période d'inactivité et dispose d'un indicateur de surcharge.

## Spécifications

<b>Marque</b>	Beurer
<b>Mémoire</b>	Non
<b>Calibré</b>	Non
<b>Taxe Bepat</b>	0.05 EUR
<b>Fonction d'arrêt automatique</b>	Oui
<b>sku</b>	1549545
<b>Classe pèse personnes</b>	n/a
<b>Gradation pèse-personnes</b>	0,1 g < 500 g
<b>Réglementation Européenne</b>	2014/30/EU
<b>Type d'emballage</b>	Pièce
<b>Type d'échelle</b>	Balance diététique et de cuisine