

1608909 - Urinocol poches urinaires - stériles - 200 ml - garçons - 100 pcs



Déscription

Poche de recueil transparente avec surface adhésivée et forme anatomique adaptée. Le modèle sans écoulement est utilisée lorsque la poche reste en place pour une durée limitée à 30 minutes maximum en vue notamment d'un prélèvement pour examen cytbactériologique.

Indiqué dans le cadre d'examen cytbactériologique. Les poches de recueil urinaire pédiatrique Urinocol® Pédiatrie sont des dispositifs médicaux stériles. Non pris en charge au titre de la liste des produits et prestations remboursables. Lire attentivement les instructions figurant dans la notice et/ou sur l'étiquette.

Spécifications

Marque	Braun
Composition	Le sac est transparent, sans PVC ni latex.
sku	1608909
Stérile	Oui
Possibilité de vidange	Non
Contenu	200 ml
Réglementation Européenne	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
Type d'emballage	Boîte