

## 1017460 - 3M™ Steri-Strip™ - 12 x 100 mm - 50 x 6 pcs



### Déscription

La sonde de Tiemann est dotée d'une double lumière, d'un entonnoir conique proximal, d'une valve et d'un ballonnet distal. La sonde répond à la demande d'évacuation hygiénique de la vessie et de drainage postopératoire.

### Spécifications

<b>Marque</b>	3M™
<b>Composition</b>	Colle: polyacrylate
<b>Stérile</b>	Oui
<b>sku</b>	1017460
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>Réglementation Européenne</b>	MDD - 93/42/EEC - Classe Is
<b>Taille Steri-Strip</b>	12 x 100 mm
<b>Type d'emballage</b>	Boîte